

Metallmantelgeschützte Heizhauben, runde Form Serie WMO-MG3ER

für Betriebstemperaturen bis 450°C



- für unterschiedliche Kolbengrößen
bis zu 3 Liter Inhalt
- mit eingebautem Regler zur stufenlosen
Leistungsanpassung
- flexibler Glasseide-Heizkörper (Multi)
schonende Behandlung der Glasgefäße
- kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse
chemikalienbeständig und hohe Standfestigkeit
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
- vorbereitete Gewindebohrungen an der
Rückseite ermöglichen den Anschluss
einer Stativklemme (Zubehör)
- eingebauter Netz- und Heizzonenschalter
- mit Personenschutzschalter (FI-Schalter)
- **CE**
*unsere Heizhauben erfüllen die Anforderungen nach
den europäischen Richtlinien auf Basis harmonisierter
Normen*



Technische Daten

WMO-MG3ER


Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Heizzonen	siehe Bestelldaten
Schutzklasse	I
Schutzart	Gehäuse IP 43, Heizfläche IP 00
Heizleitertemperatur	max. 450°C
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker und Personenschutzschalter

Heizzonenschaltung

Schalterstellung

3 Heizzonen

Leistung



Bestelldaten

Inhalt ml / l	Glaskolben Ø mm	Leistung W	Heizzonen	Abmessung Ø x H mm	Art.-Nr.
50 - 250	51 - 85	150	3	175 x 180	83000250
250 - 1000	85 - 131	360	3	220 x 190	83001000
1 - 3	131 - 185	600	3	300 x 220	83003000

Auf Anfrage fertigen wir auch Heizhauben für andere Glasgefäße, Spannungen und Leistungen.

Zubehör

Stativklemme Typ HM-SK	Art.-Nr. 97000001
Klemmenvorrichtung für Stativstangen bis Ø 13 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhaube in Stativaufbauten	

Wir liefern ein auf unsere Heizhauben abgestimmtes Programm an Steuer- und Regelgeräten.

MOHR & CO
Laborhandels-gesellschaft mbH

D-69181 Leimen
Gottlieb-Daimler-Straße 2

Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94
Fax + 49 (0) 6224 7 70 12

info@labo-mohr.de
www.labo-mohr.de