

## Metallmantelgeschützte Heizhauben, runde Form Serie WMO-LG

für Betriebstemperaturen bis 450°C



- preiswerte Ausführung
- für Rundkolben bis zu 20 Liter Inhalt
- flexibler Glasseide-Heizkörper  
*gleichmäßige Wärmeübertragung und  
schonende Behandlung der Glasgefäße*
- kunststoffbeschichtetes Metallgehäuse  
*chemikalienbeständig und hohe Standfestigkeit*
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
- vorbereitete Gewindebohrungen an der Rückseite ermöglichen den Anschluss einer Stativklemme (Zubehör)
- eingebauter Netz- und Heizzonenschalter
- mit Personenschutzschalter (FI-Schalter)
- **CE**  
*unsere Heizhauben erfüllen die Anforderungen nach den europäischen Richtlinien auf Basis harmonisierter Normen*



## Technische Daten

## WMO-LG

Nennspannung	230 V AC
Nennleistung	siehe Bestelldaten
Heizzonen	siehe Bestelldaten
Schutzklasse	I
Schutzart	Gehäuse IP 43, Heizfläche IP 00
Heizleitertemperatur	max. 450°C
Netzanschlussleitung	1,5 m mit Schukostecker und Personenschutzschalter

## Heizzonenschaltung

Schalterstellung

Min Max

1 Heizzone



Leistung

1/2 1/1

2 Heizzonen



Leistung

1/2 1/1

## Bestelldaten

Inhalt ml / l	Glaskolben Ø mm	Leistung W	Heizzonen	Abmessung Ø x H mm	Art.-Nr.
50	51	55	1	175 x 180	81000050
100	64	100	1	175 x 180	81000100
250	85	150	2	175 x 180	81000250
500	105	200	2	220 x 190	81000500
1	131	300	2	220 x 190	81001000
2	166	500	2	300 x 220	81002000
3	185	600	2	300 x 220	81003000
4	207	750	2	360 x 240	81004000
5	223	860	2	360 x 240	81005000
6	236	1000	2	360 x 240	81006000
10	280	1400	2	370 x 250	81010000
20	350	2000	2	440 x 270	81020000

Auf Anfrage fertigen wir auch Heizhauben für andere Glasgefäße, Spannungen und Leistungen.

## Zubehör

Stativklemme Typ HM-SK

Art.-Nr. 97000001

Klemmenvorrichtung für Stativstangen bis Ø 13 mm oder zur Befestigung der Gehäuseheizhaube in Stativaufbauten

Wir liefern ein auf unsere Heizhauben abgestimmtes Programm an Steuer- und Regelgeräten.

**MOHR & CO**  
Laborhandels-gesellschaft mbH

D-69181 Leimen  
Gottlieb-Daimler-Straße 2

Tel. + 49 (0) 6224 7 10 93 + 94  
Fax + 49 (0) 6224 7 70 12

info@labo-mohr.de  
www.labo-mohr.de